

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Красная клиническая больница
ул. П. Железника, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.kras.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 246503876/24650109
14.10.2024 г. № 1442-2024
На № _____ от _____

Руководителю

Уважаемый руководитель!

Администрация красного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование товара, код позиции КТРУ	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара				Единица измерения по КТРУ**	Количество***	
		Наименование характеристик		Единица измерения характеристик	Значение характеристик			
2	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000007	Обязательные характеристики по КТРУ	Форма выпуска		Салфетка	уп.	10	
			Количество штук в упаковке		шт.			> 100 и ≤ 120
		Дополнительные характеристики	Дезинфицирующее средство представляет готовое к применению салфетку белого цвета из нетканого материала, пропитанное дезинфицирующим средством и помещенные в герметичную упаковку					соответствует
			Действующее вещество 1-триэтанола (N-этанол) или 2-пропанола (изопропаноловый спирт)		%			≥ 24 ≤ 31
			Действующее вещество алкилдиметилоксиэтилового хлорида или комплекс ЧАС		%			≥ 0,02 ≤ 0,5
			Спиретические функциональные добавки: полигексаметиленгликоль гидроксид, N,N-бис (3-винилпропил) додецилсульфат или полигексаметиленгликоль гидроксид, виниловая кислота сульфид		%			≥ 0,06
			Салфетки обладают антивирусной активностью в отношении гриппозных вирусов и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, энцефалитов, туберкулеза), вирусов (ОРВИ, гепатиты А, В, С, ВИЧ), грибов Кандида, Трихофитии					соответствует
			Салфетки разрушают на поверхностях биологические пленки и обладают моющими свойствами, не рвутся, не сбиваются в комки при использовании и не оставляют остаточной пленки на обрабатываемой поверхности, совместимы с материалами медицинского оборудования (кроме полимерных посуды для спирта)					соответствует
			По параметрам токсичности относится к 4 классу мало опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76), не вызывают раздражающего и токсичного действия, не обладают местно-раздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладают сенсибилизирующим действием					соответствует
			Область применения в ЛПУ: для очистки и дезинфекции, трудодоступных для обработки поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из этилена, подверженных воздействию спиртов), предметов, в т.ч. загрязненных кровью, мебели, поверхности медицинских приборов, датчиков диагностического оборудования (УЗИ), термометров, флюидоскопов, осветительной аппаратуры, жидких, предметов ухода за больными, телефонных аппаратов, обуви.					соответствует
			Одноразовая обработка с окислительной выдержкой при бактериальных инфекциях		минута			≤ 3
			Одноразовая обработка с окислительной выдержкой при туберкулезе, вирусных инфекциях и дерматофитных		минута			≤ 5
			Площадь обрабатываемой поверхности одной салфетки		м2			≤ 0,5
			После вскрытия упаковки срок годности салфеток (в плотно закрытых пакетах при температуре от 18 до 25 градусов Цельсия)		месяц			≥ 1
Упаковка: пылевый пакет, с герметизирующим клапаном, с герметично закрытым краем			соответствие					
3	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000005	Обязательные характеристики по КТРУ	Форма выпуска		Жидкость	Литр; кубический дециметр	70	
			Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата					Соответствие
		Дополнительные характеристики	Действующее вещество: ЧАС		%			≥ 5 и ≤ 20
			Действующее вещество: Глюциды					Наличие
			Действующее вещество: трансформированный полиокс (полиокс триэтаноламина)					Наличие
			Ингибиторы коррозии					Наличие
			Средство не содержит в своем составе альдегидов, кислот и фенолов.					Соответствие
			Срок годности рабочих растворов		сутки			≥ 20
			Обладает антивирусным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая энцефалит туберкулеза), вирусов, грибов.					Соответствие
			Предназначено для дезинфекции и протестерилизационной очистки МИ (включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы), в том числе совмещенных в одном процессе ручным способом и механизированным способом с использованием ультразвука в установках любого типа, для предварительной и окончательной очистки эндоскопов ручным и механическим способом.					Соответствие
			Выход рабочего раствора из одного литра концентрата составляет не менее 200 литров, при экспозиции не более 30 минут, при дезинфекции, в том числе совмещенной с протестерилизационной очисткой МИ (включая стоматологические материалы), гибких и жестких эндоскопов в отношении вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидоза, дерматофитии) инфекций.					Соответствие
			Упаковка					флакон
			Объем флакона		Литр, кубических дециметров			≤ 1

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: не менее 10 рабочих дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 17.00 17.10.2024 г. по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: zakaz@medgorod.ru, kkb@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железника 3-6.

Руководитель контрактной службы /Алсичкина Е.А.

Исполнитель: И.И.И. /Назарова Н.В. И.о. зав. аптекой, тел. 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации: И.И.И. Филиппова С.А. менеджер, тел. 226-99-24