

Красная клиническая больница
 ул. П. Железника, 3, г. Красноярск, 660022
 Телефон: 8 (391) 226-99-97
 Факс: 8 (391) 226-16-23
 E-mail: kkb@medgorod.ru
 http://www.medgorod.ru
 ОГРН 01913224
 ИНН 3603038216

2024 г. № 1486-2024

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по применению характеристики в заявке	Единица измерения	Кол-во, ЕИ	Цена без учета НДС, рублей	Ставка НДС (если применимо для предельного медицинского изделия в соответствии с ПП 2008), %	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Средство дезинфицирующее, 20.29.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость		Значение характеристики не может измениться участником закупки	Литр, кубический дециметр	1000					
		Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрированного средства	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Действующее вещество: амилал, липаза, протеаза, маннанлаза	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Действующее вещество	вещество и/или пестицида		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство предназначено для использования в ЛПУ включая детские отделения	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство предназначено для предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические и стоматологические (в том числе врачебные) инструменты, ручным и механизированным способом с применением ультразвука в установках, зарегистрированных в установленном порядке	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство предназначено для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство предназначено для окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов, включая ультразвуковые эндоскопы механизированным способом в установках для дезинфекции гибких эндоскопов OER-A	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство предназначено для окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов ручным способом окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов, включая ультразвуковые эндоскопы, механическим способом в «Модуле для очистки, дезинфекции, ДВУ и стерилизации эндоскопов»	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство предназначено для предстерилизационной очистки гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним из различных материалов	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство не содержит активных антимикробных субстанций	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		pH средства	≥ 6.3 и ≤ 11		Участник закупки укалывает в заявке диапазон значений характеристики							
		По параметрам токсичности относится к 4 классу мало опасных веществ (ГОСТ 12.007-76)	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство обладает низким пенообразованием при рабочих концентрациях	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство растворимо в воде, сохраняет очищающие свойства в воде любой жесткости	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство обеспечивает требуемую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других видов органических загрязнений	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Средство не обладает коррозирующим действием на изделия из нержавеющей стали, алюминия, латуни, титана, олова и не повреждает изделия из стекла, полимерных материалов, в том числе резины	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
		Инструкция по применению средства содержит описание тестов, подтверждающих активность в рабочем растворе средства, не менее трех из входящих в состав препарата энзимов - протеазы, липазы и амиллазы, для подтверждения отсутствия разрушающего действия протеазы на энзимы (явление каннибализма между энзимами в присутствии воды)	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки							
При механизированном способе обработки эндоскопов в автоматических установках для дезинфекции гибких эндоскопов средство обеспечивает соответствующие моющие свойства при минимальной концентрации от 0,1% и при времени экспозиции от 1 минуты	Соответствие		Значение характеристики не может измениться участником закупки									
Упаковка	канистра		Значение характеристики не может измениться участником закупки									
Объем упаковки	≤ 5	Литр, кубический дециметр	Значение характеристики не может измениться участником закупки									

Срок поставки: с 01 января 2025 г. по 18 декабря 2025 г., в соответствии с календарным планом

*В связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупляемой продукции на основании потребности заказчика, обоснованные спецификой работы КТБУЗ ККБ г. Красноярск и оборудования имеющегося в наличии у Заказчика.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КТБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железника, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 226-16-23, электронной почте kbolevskaya@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железника 3-6, отдела обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложения принимаются в срок до 28.10.2024 17:00:00 по местному времени

Руководитель контрактной службы _____ /Алейникова Ю.А.

Исполнитель:
 Заведующая аптекой _____ /Попова Е.В., тел. +7 (391) 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации:
 Кошкин В.С. _____ /Кошкин В.С., тел. 226-99-24