

Красная клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 229-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234

Итого: 20.11.2024 г. № 1677-2024

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Проню Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристики в заявке	Единица измерения	Кол-во, ЕП	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Литр, кубический дециметр	780			
		Действующее вещество: глутаровой альдегид	≥ 19 и ≤ 20	%	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство обладает активностью в отношении бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов (включая возбудителей гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), грибов родов Кандида и Трихофитон (патогенные грибы).			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство по параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и ингаляционным воздействием летучих компонентов, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: - дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов: хирургических, стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами.			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: - стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним.			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: - дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным (в автоматических репроцессорах) способами.			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Рабочие растворы средства не портят и не корродируют обрабатываемые изделия, совместимы с материалами эндоскопов. Препарат совместим и применяется для обработки эндоскопов «KarlStorz» (Германия), «Olympus» (Япония)**.			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Выход рабочего раствора средства из 1л концентрата: - при дезинфекции изделий из различных материалов (резина, пластмасса, металл, стекло), включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, - не менее 20л (значение не требует конкретизации), при времени экспозиции не более 15 минут (значение не требует конкретизации).			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Выход рабочего раствора средства из 1л концентрата: при ДВУ: не менее 10л (значение не требует конкретизации) при времени экспозиции не более 5 минут (значение не требует конкретизации)			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Выход рабочего раствора средства из 1л концентрата: при стерилизации эндоскопов, инструментов конфигурации: не менее 10л (значение не требует конкретизации) при времени экспозиции не более 300 минут (значение не требует конкретизации).			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Выход рабочего раствора средства из 1л концентрата: при стерилизации инструментов к гибким эндоскопам, ИМН, имеющих замковые части, вращающихся стоматологических инструментов: не менее 10л (значение не требует конкретизации) при времени экспозиции не более 360мин. (значение не требует конкретизации).			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Выход рабочего раствора средства из 1л концентрата: при стерилизации инструментов к гибким эндоскопам, ИМН, имеющих замковые части, вращающихся стоматологических инструментов не более 360мин. (значение не требует конкретизации).			Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Рабочие растворы средства используются многократно в течение не менее 30 дней. (значение не требует конкретизации)								
Упаковка	канистра		Значение характеристики не может изменяться участником закупки							
Объем упаковки	≤ 5	Литр; кубический дециметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики							

Срок поставки: с 01 января 2025 г. по 18 декабря 2025 г., в соответствии с календарным планом

*В связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупляемой продукции на основании потребности заказчика, обоснованные спецификой работы КГБУЗ ККБ г. Красноярск и оборудования имеющегося в наличии у Заказчика.

**Установлено в связи с наличием указанного оборудования у Заказчика

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте sobolevskaya@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложения принимаются в срок до 28.11.2024 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы  Алшенина Е.А.

Исполнитель:
Заведующая аптекой  Пилова Е.В., тел. +7 (391) 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценовой информации:
Конева И.С., проработ, тел. 226-99-24