

09.12.2024 г. № 1950-3024

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Пронум. Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Пустушка по заявленным характеристикам в заказе	Единица измерения	Кол-во, ЕД	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Литр/кубический дециметр	6600			
		Действующее вещество: гуанидиновый альдегид	$\geq 2,0$ и $\leq 2,6$	%	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство не содержит: спирты, ферменты, кислоты, ЧАСы, амины, гуанидины и их производные, фенолы, хлор, перекись водорода.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство обладает активностью в отношении бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов (включая возбудителей гепатитов, ВИЧ, полиовируса), грибов рода Кандида и дерматофитов (патогенные грибки).	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство по параметрам острой токсичности относится не ниже чем к 3 классу малоопасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу и ингаляционном воздействии летучих компонентов.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов: хирургических, стоматологических (в том числе протезных) инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов с ним ручных и механизированных способами.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным (в автоматических репроцессорах) способами.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Рабочие растворы средства не портят и не корродируют обрабатываемые изделия, совместимы с материалами эндоскопов.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Препарат совместим и применяется для обработки эндоскопов «KarlStorz» (Германия), «Olympus» (Япония)**.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		При дезинфекции изделий из различных материалов (резина, пластик, металл, стекло), включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, время экспозиции не более 5 минут.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		При ДВУ эндоскопов, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, время экспозиции не более 10 минут.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		При стерилизации эндоскопов, инструментов к ним, время экспозиции не более 120 минут.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Рабочие растворы средства используются многократно в течение не менее 30 дней.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
2	Средство дезинфицирующее, 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Литр/кубический дециметр	100			
		Представляет собой концентрат	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: дезинфекции, в том числе дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной – перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) эндоскопов, очистки изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе протезные, инструменты к эндоскопам) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) способами.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: предстерилизационной (предварительной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе протезные, инструменты к эндоскопам) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа) способами.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство предназначено для использования в ЛПО для: предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним, а также предварительной очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Средство обладает дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим действием	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Содержание ДВ: четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) или их комплекс	≥ 10 и ≤ 12	%	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Содержание ДВ: лизол динатрия триамин	≥ 3 и ≤ 5	%	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Содержание ДВ: Лизолон кислота	$\geq 0,3$ и $\leq 0,5$	%	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Не содержит гуанидины и его производные, изопропанолы и пропанолы спирты, ферменты, производные фенолов, активного кислорода, активного хлора, альдегидов и их производных, гликоксида	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		pH средства в диапазоне	6,0-10,0		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Антимикробная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), фунгицидная активность в отношении грибов рода Кандида, Трихофитов, вирулицидная активность в отношении возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, гепатита А, герпеса, возбудителей ОРВИ	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Дезинфекция объектов растворами средства в отношении возбудителей гельминтозов	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Режим обеззараживания объектов (механизированным способом в УЗ установках): выход рабочего раствора из 1 л концентрата для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним)	≥ 200	литр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Время обеззараживания: при предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (механизированным способом в УЗ установках): (кроме гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним)	≤ 30	минута	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Режим обеззараживания объектов: выход рабочего раствора из 1 л концентрата для предстерилизационной (окончательной) очистки жестких и гибких эндоскопов	≥ 200	литр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Время обеззараживания: при предстерилизационной (окончательной) очистке жестких и гибких эндоскопов	≤ 20	минута	Значение характеристики не может изменяться участником закупки					
		Объем флакона	≥ 1 и ≤ 2	литр	Участник закупки указывает в заказе конкретное значение характеристики					

Срок поставки: с 01 января 2025 г. по 30 сентября 2025 г., в соответствии с календарным планом

*В связи с невозможностью иного описания в техническом задании были указаны дополнительные характеристики закупочной продукции на основании потребности заказчика, обусловленные спецификой работы КГБУЗ ККБ г. Красноярск и оборудования имеющегося в наличии у Заказчика.

**Установлено в связи с наличием указанного оборудования у Заказчика

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте kkb@medgors.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92

Предложения принимаются в срок до 09.12.2024 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы

/Александр Е.А.

Исполнитель:

Заведующая аптекой Попова Е.В., тел. +7 (391) 226-99-20

Сотрудник, осуществляющий сбор дополнительной информации:

Клименко И.С., телефон: тел. 226-99-24