

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Красная клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.kkb1.krasu.ru

Руководителю организации

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

№ 06-08 2018 г. № 734-18
На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация красного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед.из	Кол-во	Цена	Производитель
1	Моющее средство	Кислотное моющее и нейтрализующее средство предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами. Предназначение: как нейтрализующее средство, после применения средние щелочных моющих средств. Так же используется в качестве моющего агента для кислотного ополаскивания в процессе автоматической мойки хирургических инструментов, предметов для анестезиологии, лабораторного стекла и других изделий в больницах, аптеках, молочных кухнях, лабораториях по анализам воды, промышленных и исследовательских лабораториях. Форма: жидкость Цвет: бесцветный Уровень pH: (при температуре 20°С) от 2,6 до 3,0 (показатель не требует конкретизации) Не содержит фосфаты и поверхностно-активные вещества Содержит: в качестве действующего вещества - лимонная кислота - для осуществления нейтрализации щелочи Средство расфасовано в емкости объемом не менее 5 л.	шт.	60		
2	Моющее средство	Щелочное моющее средство для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов, включая инструменты для малоинвазивной хирургии, микрохирургии, эндоскопы, анестезиологические инструменты и оборудование, стоматологические инструменты, включая наконечники для бормашины, уголки, контейнеры и других медицинских принадлежностей. Содержит основные моющие компоненты обеспечивающие хорошие моющие свойства и полное удаление засохшей и денатурированной крови, а так же остатки крови, которые запеклись после применения дезинфектантов, и в то же время обладает мягким действием на материалы. Форма: жидкость Уровень pH: (при температуре 20°С) от 5,5 до 10,8 (показатель не требует конкретизации) Содержит: неанионные и анионные поверхностно-активные вещества не менее 5%, энзимы Средство расфасовано в емкости объемом не менее 5 л.	шт.	48		
3	Моющее средство	Жидкое нейтральное моющее средство с ферментами и другими моющими добавками, для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами. Предназначение для механической мойки хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии, гибких эндоскопов, контейнеров и другого медицинского инвентаря из следующих материалов: нержавеющей сталь, инструментальная сталь, легкие металлы, стекло, пластик и материалы оборудования для анестезии и гибких эндоскопов устойчивы к воздействию рабочих растворов. Форма: жидкость Уровень pH: от 7,5 до 7,8 (показатель не требует конкретизации) Содержит: не менее 5% анионных поверхностно-активных веществ, ферменты, консерванты Средство расфасовано в емкости объемом не менее 5 л.	шт.	84		
4	Моющее средство	Жидкое щелочное моющее средство, для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами. Предназначение для использования в лечебно-профилактических учреждениях для механической очистки хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии, лабораторного стекла, бутылочек для кормления, и других подобных предметов для сходного использования, и отделений анестезиологии, лабораторий и молочных кухонь. Форма: Жидкость Цвет: бесцветный Пенообразование: отсутствие пены Уровень pH: от 11,4 до 14,0 (показатель не требует конкретизации) Средство содержит: метасиликаты натрия и калия 15-30% (показатель не требует конкретизации), фосфаты 15-30% (показатель не требует конкретизации) и воду Не содержит окисляющих агентов и поверхностно-активные вещества Средство расфасовано в емкости объемом не менее 5 л.	шт.	156		

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Информацию необходимо направить до 17:00 «10» августа 2018 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: sobolevskaya@medgorod.ru, apтека@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б.

Руководитель контрактной службы



И.О. Куликова

Исполнитель: Попова Е.В. 
яв. аптекой, тел. 220-15-18
Адрес электронного документа: Канцелярия/Исх. док./Аптека)