

Краевое государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
Краевая клиническая больница  
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 220-16-13  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: kkb@medqrod.ru  
Http://www.kkb1.krasu.ru  
ОКПО 01913234

Руководителю

ИНН/КПП 2465030876/246501001

26.09 2018 г. № 983-18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Набор для приготовления буфера для определения глюкозы на анализаторе Энзискан-Ультра	Буферная смесь предназначена для приготовления буферного раствора рН 7,3. Вид смеси – сухой кристаллический порошок белого цвета. В пакете сухая навеска для приготовления 1 литра рабочего буферного раствора. Растворять порошок только дистиллированной водой. Величина РН приготовленного буферного раствора 7.3 + 0.1. Время растворимости не более 20-ти минут. Допустимый разброс величин РН при приготовлении буферного раствора из разных флаконов одной серии 7.1-7.4					
2	Мембрана глюкозооксидазная для определения глюкозы на анализаторе Энзискан	Мембрана глюкозооксидазная МФГО (голубая этикетка) предназначена для количественного определения концентрации глюкозы. Поставляется в блистерной упаковке по не менее 5 штук.					
3	Растворы глюкозы контрольные	Бесцветная прозрачная жидкость для контроля качества и воспроизводимости измерений. Поставляется в пластиковой упаковке. В упаковке не менее 4 штук. стеклянных флакона с растворами глюкозы: 5, 10,15,20 ммоль/л. В каждом флаконе по 5 мл раствора глюкозы разной концентрации. Соответствие растворов (5, 10, 15, 20 ммоль/л) крастворам глюкозы (5, 10, 15, 20 ммоль/л) – отклонение не более 5%. Коэффициент вариации результатов измерений – не более 5%. Допустимый разброс результатов при параллельных определениях одной пробы разными наборами одной серии – не более 5%.					
4	Раствор глюкозы для калибровки	Калибратор 10 ммоль/л Бесцветная прозрачная жидкость. Предназначена для калибровки анализатора. Поставляется в пластиковой упаковке. В упаковке не менее 4 штук					

		<p>стеклянных флакона с калибровочным раствором глюкозы. В каждом флаконе по 5 мл калибровочного раствора. Соответствие калибратора (10 ммоль/л) контрольному лабораторному раствору глюкозы (10 ммоль/л), процент отклонения не более 5%. Коэффициент вариации результатов измерений не более 5%. Допустимый разброс результатов при параллельных определениях одной пробы разными наборами одной серии не более 5%.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Срок поставки: по графику 2019 г..

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте [zakupki@medgorod.ru](mailto:zakupki@medgorod.ru) или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 05.06.2018 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Антипова Е.В., тел.220-16-04