

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 Красная клиническая больница
 ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
 Телефон: 8 (391) 226-99-97
 Факс: 8 (391) 220-16-23
 E-mail: kkb@medgorod.ru
 Http://www.kkb1.krasn.ru
 ОКПО 01913234
 ИНН/КПП 2465030876/246501001
 14.08.2023 г. № 1263-2023

Руководителю

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
|-------|---|---|----------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные синтетические (нитрил), предназначены для клинико-диагностических и лабораторных работ в условиях повышенного риска. Гипоаллергенные; нестерильные; с высокой барьерной защитой; стойкие к химическим веществам. Односторонняя толщина (в области ладони) не менее 0,07мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,1 мм. Длина не менее 81 мм. Размер (S). | Пара | 2500 | | | |
| 2 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные синтетические (нитрил), предназначены для клинико-диагностических и лабораторных работ в условиях повышенного риска. Гипоаллергенные; нестерильные; с высокой барьерной защитой; стойкие к химическим веществам. Односторонняя толщина (в области ладони) не менее 0,07мм. Толщина одной стенки в пальце не менее 0,1 мм. Длина не менее 90 мм. Размер (M). | Пара | 2000 | | | |
| 3 | Средство дезинфицирующее | <p>Форма выпуска: Салфетка</p> <p>Дезинфицирующие салфетки представляют готовые к применению салфетки белого цвета из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством и помещенные в герметичную упаковку.</p> <p>Каждая салфетка пропитана дезинфицирующим средством с запахом спирта и приятной отдушкой. В качестве действующего вещества содержит 1-пропанол не менее 24% не более 28% (значение параметра не требует конкретизации), алкилдиглицилбензилдимоний хлорид не менее 0,02% не более 0,025% (значение параметра не требует конкретизации) и синергетические функциональные добавки (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, N,N-бис (3-динитропропил) додециламин сульфатно не менее 0,06% (значение параметра не требует конкретизации)***</p> <p>Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), вирусов (ОРВИ, гепатита А, В, С, ВИЧ), грибов Кандида, Трихофитон. Салфетки разрушают на обработанной поверхности биологические пленки и обладают моющим свойством, не рвется, не обильно комкуется при использовании и не оставляет остаточной пленки на поверхности.</p> <p>По параметрам токсичности относится к 4 классу мало опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76), не вызывают раздражающего и токсического действия, не обладают местно-раздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладают сенсибилизирующим действием.</p> <p>Салфетки предназначены для применения в ЛПУ для очистки и дезинфекции, труднодоступных для обработки непористых поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из материала, подверженного воздействию спиртов), предметов, в т.ч. загрязненных кровью: мебели, поверхности медицинских приборов, датчиков диагностического оборудования (УЗИ), термометров, фенотомоскопов, осветительной аппаратуры, жалюзи, предметов ухода за больными, телефонных аппаратов, обуви. Однократная обработка с экспозиционной выдержкой - не более 3 мин (значение параметра не требует конкретизации) при бактериальных инфекциях, не более 5 мин (значение параметра не требует конкретизации) при туберкулезе, вирусных инфекциях и дерматогризах. *</p> <p>Упаковка: пластиковый пакет, с герметизирующим клапаном, с герметично запечатанным краем. Количество штук в упаковке > 100 и ≤ 120**</p> <p>После вскрытия упаковки срок годности салфеток - не менее 1 месяца (значение параметра не требует конкретизации) в плотно закрытых пакетах при температуре от 18 до 25 градусов Цельсия (значение параметра не требует конкретизации). **</p> | Уп. | 50 | | | |

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.
 Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта
 Информацию необходимо направить до 17:00 «18» августа 2023 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: zakupki@medgorod.ru, asteka@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б.

Юриконсульта отдела обеспечения государственных закупок _____ /Александрова Е.А./

Исполнитель: Попова Е.В. _____ зав. аптекой, тел. 226-99-29

Сотрудник, осуществляющий сбор ценной информации:

Филиппова С.А. _____ менеджер, тел. 226-99-24